

マイクロタッチ[®] アフィニティー No. 377

新素材ネオプレンゴムを採用した極うす手袋

マイクロタッチ アフィニティーは、ネオプレンゴム製の極うす手袋です。天然ゴムラテックスを一切含まないので、アレルギーの心配がありません。ティッシュボックスタイプのパウダーフリー手袋で、あらゆる用途にご使用いただけます。



材質

ネオプレンゴム 100%
(プロテインフリー)

用途

製薬、医療機器、バイオテクノロジー関連、各種研究機関、食品関連など

性能



特長と利点

- ▶ ラテックスフリーで加硫促進剤も使っていないので、タイプI、IV型ともにアレルギーの心配がありません
- ▶ 伸縮性、柔軟性がありフィット感に優れているので、素手感覚の作業が可能です
- ▶ 内面にコーティングが施されているので、パウダーフリーでも着脱が容易です
- ▶ 指先のすべり止め効果で、濡れた状態でも優れたグリップ力で正確な作業が可能です
- ▶ 左右兼用タイプです

規格

製品名	製品コード	サイズコード	サイズ	色	長さ
マイクロタッチ アフィニティー	377	0	XS	グリーン	23.0 cm
		1	S		
		2	M		
		3	L		
		4	XL		

販売元:

株式会社 アンセル・ヘルスケア・ジャパン

〒106-0032

東京都港区六本木 3-4-31

TEL:03-5549-8171 FAX:03-5549-3154